






INSTRUCTIONS FOR USE

Single-use Syringe 1 ml Luer Lock

EN	1 Locking handle in FREE-mode	2 Pull-up dilution Remove air-bubbles	3 Rotate plunger to set scale See dilution table on the box	4 Locking handle in OPERATION-mode	5 Ready to inject
 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>	 <p>5</p>	
DE	Der Hebel in Gleitmodus	Pumpkolben in die gewünschte Dosierstellung drehen <u>Siehe Verdünnungstabelle auf der Verpackung</u>	Der Hebel in Betriebsmodus	Spritzfertig	
FR	Poignée en mode libre	Faites tourner le piston jusqu'à réglage de la dose requise <u>Consultez le tableau de dilution sur la boîte</u>	Poignée en mode de fonctionnement	Prêt à injecter	
IT	Maneggiare in modalità libero	Ruotare lo stantuffo in posizione sull'impostazione del dosaggio richiesto <u>Verdere la tabella di diluizione sulla confezione</u>	Maneggiare in modalità operativa	Pronto per l'iniezione	
ES	Manija en modo libre	Gire el émbolo hasta la posición de la dosis requerida. <u>Consulte la tabla con diluciones en la caja</u>	Manija en modo de operación	Listo para inyectar	
BG	Поставете заключващото лостче в свободен режим	Завъртете буталото, за да задатете скалата за дозиране <u>Вижте таблицата за разреждане на кутията</u>	Поставете заключващото лостче в работен режим	Готови за инжектиране	
CS	Zamykací rukojeť ve volném režimu	Otáčením pístu nastavte měřítko <u>Viz tabulka ředění na krabici</u>	Zamykací rukojeť v provozním režimu	Připraveno k injekci	
DA	Låsehåndtag i fri tilstand	Drej stemplet for at indstille skalaen <u>Se fortyndingstabel på æsken</u>	Låsehåndtag i driftstilstand	Klar til at injicere	
EL	יְשׁוּפּוּחַ בְּצֵמַח הַלִּיעַנ תִּידִי	הִדְמִי הַנֶּק עוֹבֵק לֵד כְּהַנּוֹבָה תֵּא בּוֹבוּ הַסְפּוֹקָה לַע לִלְיִד תִּלְבֵּט הָאֵר	הִלּוּעַ בְּצֵמַח הַלִּיעַנ תִּידִי	הַקְרָהֵל נֹכַח	
HU	Reteszelő fogantyú szabad üzemmódban	A skála beállításához forgassa el a dugattyút <u>Lásd a hígítási táblázatot a dobozon</u>	Reteszelő fogantyú működési módban	Beadásra kész	
NL	Hendel in vrije modus	Draai de plunjer om de schaal in te stellen <u>Zie verdunningstabel op de doos</u>	Hendel in bedieningsmodus	Klaar om te injecteren	
PL	Zwolnij uchwyt blokujący	Obróć tłok, aby wskazywał wybraną dawkę <u>Zapoznaj się z tabelą rozcieńczeń</u>	Ustaw uchwyt w trybie pracy	Strzykawka gotowa do użycia	
PT	Alavanca de travamento em mode livre	Gire o émbolo para definir a escala <u>Ver a tabela de diluição na caixa</u>	Alavanca de tratamento em modo operação	Pronto para injectar	
SV	Låshandtag i fritt läge	Vrid kolven till ange skala <u>Se spädnings bord på lådan</u>	Låshandtag i driftläge	Färdig att injicera	
TR	Serbest modda kilitleme kolu	Ölçeği ayarlamak için pistonu döndürün <u>Kutunun üzerindeki seyreltme tablosuna bakın</u>	Çalışma modunda kilitleme kolu	Enjeksiyona hazır	



INSTRUCTIONS FOR USE



- EN Instructions for use
 - DE Gebrauchsanleitung
 - FR Mode d'emploi
 - IT Istruzioni per l'uso
 - ES Instrucciones de uso
 - BG Инструкции за употреба
 - CS Návod k použití
 - DA Brugsanvisning
 - EL שומישל תוארה
 - HU Használati útmutató
 - NL Gebruiksaanwijzing
 - PL Instrukcja użycia
 - PT Instruções de uso
 - SV Användningsinstruktioner
 - TR Kullanım için talimatlar
- Single-use Syringe 1 ml Luer lock
 - Einmal Injektionsspritze 1 ml Luer-Lock
 - Seringue à usage unique 1 ml Luer Lock
 - Siringa monouso da 1 ml Luer Lock
 - Jeringa para un solo uso 1 ml Luer Lock
 - спринцовка за еднократна употреба 1 ml Luer Lock
 - Injekční stříkačka na jedno použití 1 ml Luer Lock
 - Engångsspröjete 1 ml Luer Lock
 - ימפ דח קרמ 1 ml Luer Lock
 - Egyszer használatos fecskendő 1 ml Luer Lock
 - Spuite eenmalig gebruik 1 ml Luer Lock
 - Strzykawka jednorazowego użytku 1 ml Luer Lock
 - Seringa de uso único 1 ml Luer Lock
 - Engångsspruta 1 ml Luer Lock
 - Tek kullanımlık şiringa 1ml Luer Lock

Manufacturer/ Brand	Vial [units]	Solvent Added Sodium Chloride [ml]	Reconstitution Solution [units/0.1 ml]	3Dose Syringe - green - orange	3Dose Plunger Setting - black - blue	Number of units per click
Ipsen/Galderma Azzalure® Dysport®	125 Speywood units	0.625 ml	20 Speywood units / 0.1 ml		black: 0.025	5 Speywood units
	300 Speywood units	1.5 ml			blue: 0.05	10 Speywood units
	500 Speywood units	2.5 ml				
	125 Speywood units	1.25 ml	10 Speywood units / 0.1 ml		blue: 0.05	5 Speywood units
Allergan Botox® Vistabel®	50 units	1.25 ml	4 units / 0.1 ml		black: 0.025	1 unit
	100 units	2.50 ml			blue: 0.05	2 units
Ipsen/Galderma Alluzience®	125 Speywood units in 0.625 ml		20 Speywood units / 0.1 ml		black: 0.025 blue: 0.05	5 Speywood units 10 Speywood units
Xeomin® Bocouture®	50 units	1.0 ml	5 units / 0.1 ml		black: 0.02	1 unit
	100 units	2.0 ml			blue: 0.04	2 units
	50 units	1.25 ml	4 units / 0.1 ml		black: 0.025	1 unit
	100 units	2.50 ml			blue: 0.05	2 units



C163.2



BIMED TEKNİK ALETLER SAN. VE TİC. A.Ş.
 S.S. Bakır Piriñç San. Sitesi Leylak Cad.No:15
 34524 Beylikdüzü İSTANBUL/TÜRKİYE